

## FICHA TÉCNICA

**Denominación:** FAJA TUBULAR - CORYSAN



Ref.	Código Nacional	Talla	Alto (cm)	Diámetro (cm)	Peso (g)
401010	154313.4	0	24	32	192
401011	317164.9	1	24	35	197
401012	317156.4	2	28	38	232
401013	317149.6	3	28	41	247
401014	317131.1	4	32	44	278
401015	317123.6	5	32	48	294

### Indicaciones:

- Prenda de ortopedia cuya finalidad es la sujeción mediante compresión de zonas afectadas por lesiones musculares, hinchazones, edemas, etc. Asimismo, puede ser utilizada como prenda preventiva de lesiones derivadas de la práctica deportiva, de la realización de trabajos pesados y como vendaje postoperatorio y post-parto.
- Útil en hipotonía muscular (después del parto, laparostomías y en casos de obesidad).

---

CORYSAN, S.A. – Polig. Can Calderon, Avd. Siglo XXI 67 - 08840 Viladecans (Barcelona ) España



UNE-EN-ISO 9001-00

UNE-EN-ISO 13485-04

Tel.: 93-647 33 10 -- Fax: 93-659 38 78 -- E-mail : corysan@corysan . es

- Profilaxis en personas que efectúan trabajos que obligan a una sobrecarga mecánica de la región lumbosacra, especialmente cuando existen alteraciones anatómicas a dicho nivel (sacralizaciones, lumbarizaciones, apofisomegalia, espina bífida oculta, etc.).
- Órtesis que ejerce unas fuerzas sobre la columna vertebral, que se basan fundamentalmente en las siguientes acciones biomecánicas:
  - Aumento de la presión abdominal.
  - Limitaciones de la movilidad.
- Realiza una presión abdominal que descarga las sollicitaciones mecánicas de la columna lumbar, por una parte, y obtiene cierto grado de inmovilización en dicha zona.

#### **Descripción:**

- Fabricada en tejido elástico adaptable en dos sentidos (Elastómero 52% y Dralón 48%).
- Medidas del envase: 15x34,5x2,5 cm.

#### **Modo de empleo:**

- Colocar la faja desde los pies hasta la zona lumbar, teniendo en cuenta que la costura debe situarse en la parte posterior.

#### **Conservación:**

- Lavar con agua fría, jabón neutro, no planchar.
- No aproximar a ninguna fuente de calor.

#### **Alergia al látex:**

Este producto no contiene látex.

Nadia Braviz

*Responsable Técnico de Producto Sanitario*

---

CORYSAN, S.A. – Polig. Can Calderon, Avd. Siglo XXI 67 - 08840 Viladecans (Barcelona ) España



UNE-EN-ISO 9001-00

UNE-EN-ISO 13485-04

Tel.: 93-647 33 10 -- Fax: 93-659 38 78 -- E-mail : corysan@corysan . es