



AEROSOL CORYSAN SILENT




Referencia	Código Nacional	EAN
501001	337576.4	8470003375764

Indicaciones:

- ▲ Sistema de aerosolterapia para uso doméstico.
- ▲ La inhalación de cualquier sustancia debe ser prescrita y supervisada por un médico, quién le indicará la dosis más adecuada y el tratamiento a seguir.
- ▲ La eficacia terapéutica del tratamiento siempre deber ser verificada por el médico.


Contenido:

- ▲ 1 aparato
- ▲ 1 tubo de conexión (aprox. 105cm)
- ▲ 1 mascarilla adulto
- ▲ 1 mascarilla pediátrica
- ▲ 1 filtro de recambio
- ▲ 1 ampolla Neboplus
- ▲ 1 pixper y 1 selector (azul)
- ▲ 1 tubo bucal
- ▲ 1 tubo nasal adulto
- ▲ 1 tubo nasal pediátrico



Características:

- ▲ Compresor de pistón.
- ▲ Funcionamiento continuo.
- ▲ ~230V, 50Hz, 220VA.
- ▲ Nivel de ruido: 35 dBA.



Datos técnicos:

Flujo de aire (litros/minuto)	Presión operativa (bar)	Dimensión partículas MMAD* (µm)	Velocidad de nebulización (ml/minuto)		Cantidad inhalada (ml/minuto)	
			A) tapa abierta	B) tapa cerrada	A) tapa abierta	B) tapa cerrada
12	0.7	5.44	0.35	0.16	0.11	0.07

* MMAD (mediana del diámetro aerodinámico de la masa de las partículas de aerosol). El tamaño de las partículas pulverizadas es un dato variable según el fármaco utilizado. Las mediciones se realizaron con tecnología de difracción láser utilizando solución fisiológica.

* Los datos técnicos son aproximados.



Precauciones:



- ▲ La goma elástica (opcional) **puede contener látex.**

Condiciones de almacenamiento y funcionamiento:

- ▲ Almacenamiento:
 - Temperatura: -40°C a +70°C.
 - Humedad: 10-100%
 - Presión atmosférica: 500-1060 hPa.
- ▲ Funcionamiento:
 - Temperatura: +5°C a +40°C.
 - Humedad: 10-93%
 - Presión atmosférica: 500-1060 hPa.



Normativa:

- ▲ Producto Sanitario de **Clase IIa**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo V del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE 0051