



TENSIÓMETRO BOSO MEDICUS X



Referencia	EAN
503095	8428166530957

Indicaciones:

- ▲ Instrumento para la medición de la presión arterial en la parte superior del brazo, totalmente automático.
- ▲ La presión arterial proporciona información importante sobre su salud. Por lo tanto, medirla regularmente es una de las maneras más simples y efectivas de cuidar su salud.

Características:

- ▲ La indicación de latido cardíaco irregular detecta variaciones inusuales del pulso.
- ▲ Acción de bombeo automático inteligente para una inflación óptima.
- ▲ La operación es fácil con un solo botón.
- ▲ Gran pantalla que muestra 3 valores.
- ▲ Memoria de 30 medidas para 14 días de perfil.
- ▲ Evaluación de la presión arterial de acuerdo con la OMS.
- ▲ Brazaletes estándar para circunferencia del brazo de 22-32 cm.
- ▲ Incluye pilas y tarjeta de registro de la presión arterial.



Datos técnicos:

- ▲ **Principio de medición:** Oscilométrico.
- ▲ **Intervalo de medición:** Sistólica: 60 a 279 mmHg
 Diastólica: 40 a 200 mmHg
 Pulso: 40 a 180 por minuto
- ▲ **Presión del brazalete:** 0 a 299 mmHg.
- ▲ **Pantalla:** LCD
- ▲ **Tensión de alimentación:** 6V CC (4 pilas x 1,5 MI IEC LR6).
- ▲ **Duración habitual de la batería:** 700 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso).
- ▲ **Indicador de estado de las pilas:** Indicador en la pantalla LCD.
- ▲ **Peso:** 240 g sin las pilas.
- ▲ **Dimensiones (an x al x pr):** 96 mm x 68 mm x 130 mm.
- ▲ **Protección contra objetos sólidos:** IP20. La clasificación IP es el grado de protección proporcionado por los recintos de acuerdo con IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y mayores como los dedos. Este dispositivo no está protegido contra el agua.
- ▲ **Ensayo clínico (DIN 58130):** la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma EN 1060 Parte 3.
- ▲ **Desviación máxima de medición del brazalete:** ± 3 mmHg o 2% del valor de lectura (se aplica el valor mayor).
- ▲ **Desviación máxima de la medición del pulso:** $\pm 5\%$.

Conservación:

- ▲ **Condiciones de funcionamiento:** Temperatura ambiente: +10°C a +40°C
 Humedad relativa del aire 15 – 85 %
- ▲ **Condiciones de almacenamiento:** Temperatura ambiente entre -20°C y +60°C
 Humedad relativa del aire 10 – 95 %

Precauciones:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario de **Clase IIa**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo V y Anexo VII del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE 0124