

SONDA VESICAL FOLEY RÜSCH-GOLD



Dispensación de 5 unidades con cupón precinto:

Ref.	Código Nacional	Talla (Ch)	Diámetro (mm)	Volumen balón (ml)	EAN
307112	467738.6	12	4	5-10	8470004677386
307114	467746.1	14	4.7	5-10	8470004677461
307116	467753.9	16	5.3	5-15	8470004677539
307118	467761.4	18	6	5-15	8470004677614
307120	467779.9	20	6.7	5-15	8470004677799
307122	467787.4	22	7.3	5-15	8470004677874
307124	467795.9	24	8	5-15	8470004677959
307126	467803.1	26	8.7	5-15	8470004678031
307128	467811.6	28	9.3	5-15	8470004678116
307130	467829.1	30	10	5-15	8470004678291

Página 1 de 3

Dispensación individual con cupón precinto – Envase de 10 unidades:

Referencia	Código Nacional	Talla (Ch)	Diámetro (mm)	Volumen balón (ml)	EAN
307012	449801.1	12	4	5-10	8470004498011
307014	449819.6	14	4.7	5-10	8470004498196
307016	449827.1	16	5.3	5-15	8470004498271
307018	449835.6	18	6	5-15	8470004498356
307020	449843.1	20	6.7	5-15	8470004498431
307022	449850.9	22	7.3	5-15	8470004498509
307024	449868.4	24	8	5-15	8470004498684
307026	449876.9	26	8.7	5-15	8470004498769
307028	449884.4	28	9.3	5-15	8470004498844
307030	449892.9	30	10	5-15	8470004498929

Dispensación de 10 unidades con cupón precinto:

Referencia	Código Nacional	Talla (Ch)	Diámetro (mm)	Volumen balón (ml)	EAN
307212	467837.6	12	4	5-10	8470004678376
307214	467845.1	14	4.7	5-10	8470004678451
307216	467852.9	16	5.3	5-15	8470004678529
307218	467860.4	18	6	5-15	8470004678604
307220	467878.9	20	6.7	5-15	8470004678789
307222	467886.4	22	7.3	5-15	8470004678864
307224	467894.9	24	8	5-15	8470004678949
307226	467902.1	26	8.7	5-15	8470004679021
307228	467910.6	28	9.3	5-15	8470004679106
307230	467928.1	30	10	5-15	8470004679281

Indicaciones:

- ▲ Drenaje de 2 vías estándar.
- ▲ Pueden emplearse para aplicaciones de corta duración siempre que se descarte por completo una alergia al látex.
- ▲ Las sondas vesicales se introducen a través de la uretra hasta la vejiga y sirven para drenar orina o para instalar un líquido en ella (medicamentoso o de lavado).



Descripción:

- ▲ Sonda cilíndrica permanente con balón de 2 vías.
- ▲ Fabricadas en látex, color amarillo.
- ▲ Siliconizada.
- ▲ 2 orificios opuestos.
- ▲ Aproximadamente 40 cm de longitud.
- ▲ Válvula para racores de jeringa Luer y Luer-Lock.
- ▲ Para drenaje a corto plazo.
- ▲ Estéril, de un solo uso.

Modo de empleo:

- ▲ Contenido estéril siempre que no se haya dañado o abierto el envase.
- ▲ No usar lubricantes a base de petróleo.

Precauciones:



- ▲ Este producto contiene látex natural que podría causar reacciones alérgicas.

Conservación:

- ▲ Almacenar en un ambiente limpio, fresco y seco, sin recibir luz directa.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario de **Clase IIa**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE₀₁₂₄