



INMOVILIZADOR MAGNÉTICO NEBULFARMA



Referencia	Código Nacional	EAN
906546	160313.5	8470001603135

Descripción:

- ▲ Inmovilizador de tronco para pacientes encamados con sistema de sujeción magnética.

Indicaciones:

- ▲ Para inmovilizar o limitar los movimientos del paciente encamado.
- ▲ Evitar que el paciente se levante de la cama, o se caiga de la misma.
- ▲ Evitar las autolesiones en personas con agitación nerviosa.

Características:

- ▲ Tejido hipoalérgico de algodón especial resistente.
- ▲ Algodón 100%.
- ▲ Provisto de 3 botones, 1 llave magnética de seguridad y 2 bandas de sujeción laterales.
- ▲ 6 Hebillas.
- ▲ Sistema de desplazamiento controlado.
- ▲ Talla única.
- ▲ Disponible **Juego imanes de repuesto** (Referencia: 906551). Incluye dos unidades de imanes y una llave.

Lavado, secado y almacenamiento:

- ▲ Lavar a mano con agua templada y jabón neutro.
- ▲ No lavar en seco.
- ▲ No usar lejía.
- ▲ Una vez lavado, extender el inmovilizador sobre una superficie plana, envolverlo en una toalla y dejarlo secar.
- ▲ Poner especial atención en las partes metálicas del producto y comprobar que no han quedado alteradas después del lavado.
- ▲ Alejar de cualquier fuente de calor.