



BOLSA RECOGIDA DE ORINA PIERNA CORYSAN – COMPLET



Referencia	Código Nacional	Presentación envase	Longitud tubo de admisión	EAN
303031	491415.3	30 unidades	35 cm	8470004914153
303030	491423.8	30 unidades	50 cm	8470004914238

Indicaciones:

- ▲ Las bolsas de recogida de orina para pierna Corysan están indicadas para la recogida de orina diurna.

Descripción:

- ▲ Capacidad aproximada de 750 ml.
- ▲ Lámina frontal transparente con aspecto lechoso y escala graduada aproximativa.
- ▲ Lámina trasera blanca, para mejor control visual de la orina.
- ▲ Lámina trasera de tejido sin tejer Non Woven, para mayor confort.
- ▲ Diseño con **forma contorneada**.
- ▲ Con válvula de seguridad anti-retorno.
- ▲ Con **válvula de vaciado en cruz**, para facilitar el vaciado con una sola mano.
- ▲ Tubo de admisión fabricado en cloruro de polivinilo de aspecto translúcido.
- ▲ Conector fabricado con cloruro de polivinilo blanco.
- ▲ Funda o capuchón del conector fabricado con polietileno violeta.



Accesorios:

- ▲ Un juego de cintas con gemelos para sujeción a la pierna.

Instrucciones de uso:

- ▲ Acoplar el conector del extremo del tubo a la sonda o al colector de pene.
- ▲ En la parte superior e inferior de la bolsa hay orificios para colocar las cintas de sujeción.

Advertencias:

- ▲ Un solo uso. La reutilización de la bolsa puede producir riesgo de infección.
- ▲ No estéril.
- ▲ Este no es un producto con función de medición.
- ▲ La bolsa debe ser vaciada en el WC antes de tirarla. Una vez vacía, descartar en la basura.

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.