



GUANTES QUIRÚRGICOS - CORYSAN



Descripción	Talla	Referencia	Código Nacional	EAN
Guantes látex estéril	6	303560	220020.3	8470002200203
Guantes látex estéril	6.5	303565	220038.8	8470002200388
Guantes látex estéril	7	303570	220046.3	8470002200463
Guantes látex estéril	7.5	303575	220053.1	8470002200531
Guantes látex estéril	8	303580	220061.6	8470002200616
Guantes látex estéril	8.5	303585	220079.1	8470002200791

Presentación:

- ▲ Envase unitario estéril.
- ▲ Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.
- ▲ Caja dispensable de 50 pares.

Indicaciones:

- ▲ Protección y aislamiento del personal sanitario en las intervenciones quirúrgicas, y en todas aquellas tareas que requieran una manipulación en condiciones de esterilidad.

Composición:

- ▲ Látex 100% natural.

Características:

- ▲ Estándares aplicados:
 - EN-455 (1, 2, 3 y 4).
 - ASTM D3577-99.
 - ASTM F1671-97.
- ▲ AQL 1.5.
- ▲ Grado médico.
- ▲ Un solo uso.
- ▲ Esterilizados por Rayos Gamma.
- ▲ De forma anatómica, perfectamente adaptables.
- ▲ Pre-empolvados con polvo de fécula de maíz (USP-Powder).
- ▲ Óptima estanqueidad y resistencia a desgarros.

Propiedades físicas:

Talla	Anchura ±5mm (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)
6	76	260	≥0.10
6.5	83	260	≥0.10
7	89	270	≥0.10
7.5	95	270	≥0.10
8	102	270	≥0.10
8.5	102	280	≥0.10

Propiedades de tensión	Resistencia a la tensión	Alargamiento de rotura
Antes de caducar	26 MPa	850% (mín.)
Envejecimiento acelerado (7 días a 70°C)	20 MPa	850% (mín.)

* MPa: megapascales

Condiciones de almacenamiento

- ▲ Almacenar en lugar seco.
- ▲ Alejar de toda fuente de calor.
- ▲ Evitar cambios bruscos de temperatura.



Alergia al látex

- ▲ Este producto contiene látex natural que puede causar reacciones alérgicas.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.