


GUANTES DE VINILO - CORYSAN



Descripción	Referencia	Código Nacional	Presentación envase	EAN
Guante de vinilo P	301517	157867.9	100 unidades	8470001578679
Guante de vinilo M	301518	157875.4	100 unidades	8470001578754
Guante de vinilo G	301519	157883.9	100 unidades	8470001578839

Indicaciones:

- ▲ Guantes de vinilo no estériles indicados para su uso en el campo médico en general.
- ▲ Para exámenes médicos, diagnóstico y procedimientos terapéuticos.
- ▲ Protegen al paciente y al usuario frente a riesgos químicos y biológicos, y de la contaminación cruzada.

Composición:

- ▲ Pasta de resina de cloruro de polivinilo, grado: FPC DNV2P.
- ▲ No contienen látex.

Características:

- ▲ AQL 1.5.
- ▲ Ambidiestros.
- ▲ No estériles.
- ▲ Pre-empolvados con polvo de fécula de maíz (USP-Powder).
- ▲ Un solo uso.

▲ Estándares aplicados:

- EN-455: Guantes médicos para un solo uso.
 - Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
 - Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ASTM D5250-92: Especificación estándar para guantes de poli (cloruro de vinilo) para aplicación médica.

Propiedades físicas:

Talla	Anchura palma (mm)	Longitud total (mm)	Espesor de una capa (mm)	Peso unidad (gr)
P	87-92	240 (mínimo)	0.08±0.02	6.0±0.3
M	96-102	245±5		6.2±0.3
G	105-112	245±5		6.7±0.3

Resistencia a la tensión	Alargamiento de rotura
10 MPa (mín.)	350% (mín.)

* MPa: megapascales

Condiciones de almacenamiento:

- ▲ Almacenar en lugar fresco.
- ▲ Alejar de toda fuente de calor.
- ▲ Evitar cambios bruscos de temperatura.

Condiciones de almacenamiento

- ▲ Almacenar en lugar seco.
- ▲ Alejar de toda fuente de calor.
- ▲ Evitar cambios bruscos de temperatura.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, según RD 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que transpone la Directiva DM 93/42/CEE. Clase I.