



JERINGA SILFLATE DE GLICERINA



Referencia: 306501

Indicaciones

- ▲ Jeringa precargada para llenar sondas foley de silicona.

Descripción:

- ▲ Jeringa pre-llenada con una solución acuosa de glicerina al 10%.
- ▲ Volumen de llenado: 10 ml.
- ▲ Estéril.
- ▲ De un solo uso.
- ▲ Envasado individual.

Alergia al látex:

- ▲ Este producto no contiene látex.

Conservación:

- ▲ Almacenar en un ambiente limpio, fresco y seco, sin recibir luz directa.