



FONENDO LITTMANN[®] LIGHTWEIGHT II



Referencia	Color
505036	Azul caribe
505037	Granate
505039	Azul cielo
505040	Rosa

Descripción e indicaciones:

- ▲ El más ligero de todos los fonendoscopios Littmann[®] para adultos, con solo 118 gramos.
- ▲ La campana de dos caras brinda la versatilidad de tener tanto una membrana de doble frecuencia como una campana abierta.
- ▲ La campana con forma de lágrima facilita el situarlo bajo los manguitos de los tensiómetros y alrededor de vendajes.
- ▲ La tecnología de membrana de doble frecuencia (patentada por 3M) permite a los profesionales sanitarios escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana. Mantenga presionada la campana ligeramente para escuchar sonidos de baja frecuencia y ejerza un poco más de presión para escuchar sonidos de mayor frecuencia.

Especificaciones:

Longitud	71 cm.
Peso	118 gramos.
Resultados acústicos	6
CAMPANA	
Construcción	doble lado
Material	Aleación recubierta.
Diafragma	Regulable. Material: Epoxi/Fibra de vidrio.
Goma quitafríos	
Diámetro de la membrana	5.4 cm
BINAURAL	
Construcción	ajustable
Material	Caucho, libre de látex o plásticos de phtalatos
AURICULARES	
Material	Aleación aeroespacial de aluminio anodizado
OLIVAS	
Tecnología	Superblanda.
Colocación	Por presión
Con olivas superblandas grandes y olivas rígidas grandes	

Instrucciones de mantenimiento y almacenamiento:

- ▲ No almacenar cerca de una fuente de calor.
- ▲ Evitar fuertes cambios de temperatura.
- ▲ Almacenar en lugar seco.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.