



## **TENSIÓMETRO BOSO MEDILIFE-S**



Referencia	Código Nacional	EAN
503088	399014.1	8470003990141

### **Indicaciones:**

- ▲ Instrumento totalmente automático, para la medición de la presión arterial en la muñeca.
- ▲ La presión arterial proporciona información importante sobre su salud. Por lo tanto, medirla regularmente es una de las maneras más simples y efectivas de cuidar su salud.
- ▲ Puede utilizarse con pacientes de cualquier edad que tengan una circunferencia de muñeca comprendida entre 13,5 y 21,5 cm.

### **Características:**

- ▲ Indicador de latido irregular del corazón, detecta variaciones inusuales del pulso.
- ▲ Pantalla grande que muestra 3 valores.
- ▲ Memoria de 30 mediciones para 14 días de perfil.
- ▲ Brazaletes para la circunferencia de la muñeca: 13,5 - 21,5 cm.
- ▲ Incluye pilas y estuche.



### Datos técnicos:

- ▲ **Principio de medición:** oscilométrico.
- ▲ **Intervalo de medición:** 40 a 255mmHg  
40 a 180 pulsaciones/minuto.
- ▲ **Presión del brazalete:** 0 a 320 mmHg.
- ▲ **Número de memorias:** 30 mediciones.
- ▲ **Pantalla:** LCD
- ▲ **Tensión de alimentación:** 3V CC (2 pilas x 1,5 MI IEC LR03).
- ▲ **Duración habitual de la batería:** 500 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso).
- ▲ **Indicador de estado de las pilas:** indicador en la pantalla LCD.
- ▲ **Peso:** 82 g sin las pilas.
- ▲ **Dimensiones (an x al x pr):** 70 mm x 55 mm x 70 mm.
- ▲ **Protección contra objetos sólidos:** IP20. La clasificación IP es el grado de protección proporcionado por los recintos de acuerdo con IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y mayores como los dedos. Este dispositivo no está protegido contra el agua.
- ▲ **Ensayo clínico (DIN 58130):** la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma EN 1060 Parte 3.
- ▲ **Desviación máxima de medición del brazalete:**  $\pm 3$  mmHg
- ▲ **Desviación máxima de la medición del pulso:**  $\pm 5\%$

### Conservación:

- ▲ Condiciones de funcionamiento: Temperatura ambiente: +10°C a +40°C  
Humedad relativa del aire 15 – 85 %
- ▲ Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente entre -20°C y +60°C  
Humedad relativa del aire 10 – 95 %

### Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

### Normativa:

- ▲ Producto Sanitario con marcado CE, Clase IIa.
- ▲ Norma aplicable: IEC 80601-2-30: "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los esfigmomanómetros automáticos no invasivos."